

Prodent®

S-prosis
dent®

Diş Hekimliği Cihazları

Dentist's
Equipments



www.sistemdental.com





Sistem Dental 1998 yılında kurulmuştur. Diş üniti, dental koltuk, klinik dolap sistemleri, diş laboratuvar masaları ve eğitim simülasyon sistemleri üretmektedir. 21 yılına geldiği bu günlerde Türk Dişhekimliğine Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ekipman ve malzemelerin satışını ve imalatını yaparak hizmet vermekten gurur duyar. Amacımız imalatını ve genel dağıtıcısı olduğumuz ürünleri sizlere uygun fiyatlarla ve servis güvencesiyle sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Ürünlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak değer yaratan bir şirket olmak.

VİZYONUMUZ

Ürettiğimiz tüm ürünlerde ve verdiğimiz tüm hizmetlerle Türkiye’de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek şirket olmak.

“Sistem Dental” has been established in 1998 by. “Sistem Dental” has been manufacturing dental units, dental chairs, clinic cabinets, laboratory tables and dental study simulations systems. On this day which is celebrating its 21th anniversary, the Company is proud and pleased to render service by making sales and manufacturing of equipment and materials which have been widely used in the World and in Turkey in the field of Dentistry. Our objective and target is to provide and supply the products which have been manufactured and distributed by us to you at best prices and under service guarantee.

OUR MISSION

Is to be a Company which creates added value as being the first choice of our customers with our products, trust and reliability ensured with our postsale services and with our high business ethics and conducts.

OUR VISION

Is to be a model and an exemplary company in the World by continuing to be the best in Turkey on all our products and with all our services rendered.

İÇİNDEKİLER CONTENTS

Sistem Prosis Diş Üniti
Sistem Prosis Dental Unit

2

Sistem Prosis Çocuk Üniti
Sistem Prosis Unit For Child

6

Laminant Tezgahlı Klinik Dolaplar
Clinical Laminate Cabinet Modular Systems

10

Akrilik Tezgahlı Klinik Dolaplar
Clinical Laminate Cabinet Modular Systems

12

Cam Tezgah Klinik Dolaplar / Clinical Cabinet Systems With Glass And Acrylic Worktop

14

Mobil Dolap ve Yardımcı Sistemler
Movable Cabinets and Support Systems

16

Teknisyen Çalışma Masaları
Technician Work Tables

21

Paslanmaz Laboratuvar Sistemleri
Stainless Laboratory Systems

24

Laboratuvar Cihazları
Laboratory Equipments

28

Diş Hekimliği Simülasyon Sistemleri
Dental Humanities Simulation Systems

30

Dental Eğitim Modelleri
Dental Study Models

37





Prodent® S-prosis
dent®



Eğitimde Prodent
Kalitesi...

Prodent Quality in
Education...



www.sistemdental.com



GELİŞİME AÇIK, YENİLİKÇİ ANLAYIŞ

DEVELOPMENT AND INNOVATIVE

KONFORLU SENKRONİZE KOLTUK

COMFORTABLE SYNCHRONIZED CHAIR

ÇİFT EKLEMLİ TETİYER

DOUBLE SUPPORTED HEADREST

PNÖMATİK VEYA ELEKTRİK KONTROLLÜ TEDAVİ TABLETİ

PNEUMATIC OR ELECTRICAL CONTROLLED TREATMENT TABLET



■ Koltuk Teknik Özellikleri

- Elektromekanik tam otomatik kontrollü
- 24V DC sonsuz dişli motor sistemi
- 2500N koltuk amortisörü
- Ekstra ikinci amortisör (O)
- Otomatik Trandelenburg pozisyonu (O)
- Manuel trandelenburg sistemi (O)
- Otomatik toplama pozisyonu
- 4 Programlı ayarlanabilir programlı devre (O)
- Ani durdurma emniyeti
- Koltukta hem sağa hem sola ünit bağlayabilme özelliği
- Sırtlık, kreşuar ve asistan altlarında durdurma emniyetleri (O)
- Ayak pedalından kontrol (O)
- Kalıp baskı sünger dikişsiz döşeme
- Vakum teknolojisi ile üretilmiş Anti-bakteriyel döşeme (O)
- Çift mafsallı tetiyer (çocuk hastalara uygun)
- Hareketli sağ kolçak (O)
- Koltuk ön bölümde pilot lambalı açma kapatma anahtarı

■ Technical Specification of Chair

- Emergency stop security
- Stop securities under the back stand, cuspidor and assistant (O)
- Control from the foot pedal (O)
- Seamless covering with cast stamp made of sponge
- Anti-bacterial covering manufactured with vacuum technology (O)
- Double supported head (for children patients)
- Portable right armlet (O)
- Electro-mechanic controlled under full automation
- Chair engines with 24 V DC infinite gear system
- 2500 N chair amortization
- Second extra amortization (O)
- Automatic Trandelenburg position (O)
- Manual trandelenburg system (O)
- Automatic first- state position
- 4 pieces of adjustable programmable circuit (O)
- O (Opsiyonel) / (Optional)

■ Hekim Taburesi / Dentist Stool

SD-ST1



SD-ST2



SD-ST3



Kreşuar Teknik Özellikler

- Paslanmaya dayanıklı boyalı yada galvanizli gövde iskeleti
- Paslanmaz, plastik malzemeden dış kasa
- Seramik tek parça kreşuar
- Kolay sökülebilir bardak yada kreşuar yıkayıcı boruları
- Komple, kolay sökülebilir seramik(O)
- Kreşuar gövdesi 120° hareketli
- 240° Gövdeden bağımsız seramik hareketi
- Cerrahi aspiratör(O)
- Ledli ışınli dolgu cihazı(O)
- İkinci hava su şırıngası(O)
- Distile su tankı(O)
- Başlıklar için dezenfektan sistemi(O)
- Cerrahi aspiratör motorlu(O)
- Çok yönlü hareketli asistan paneli
- Asistan panelinden kreşuar, bardak, reflektör, negateskop ve koltuk hareketleri kumandası

Cuspidor Technical Specification

- Trunk skeleton which is painted or galvanized as durable enough against rust
- External case made of rustproof plastic material
- Single cast cuspidor made of ceramic
- Glass and cuspidor wash pipes easy to dismount
- Complete ceramic easy to dismount (O)
- The cuspidor and glass being time-adjuster
- 120° movable cuspidor trunk
- 240° ceramic movement independent on the trunk
- Operation aspirator (O)
- Filling device with led rays (O)
- Second air - water syringe (O)
- Distilled water tank (O)
- Disinfection system for the heads (O)
- Operator Aspirator with Engine (O)



Tedavi Tableti Teknik Özellikler

- Üç fonksiyonlu hava su şırıngası
- İki delikli borden çıkışlar (2 adet)
- Ekstra kullanım için borden yada midvest çıkışlar (O)
- Prepikal Negateskop
- Tablete entegre panoramik negateskop (O)
- Tablet üzerine alüminyum tepsi(2 adet)
- Işıklı başlık modülü (O)
- Piezo kavitrone modülü (O)
- Işıklı elektrikli mikro-motor modülü (O)
- Ağız içi kamera sistemi (O)
- Işınli dolgu cihazı (O)
- Pnömatik tedavi tableti (O)
- Kamçılı tablette hareketli malzeme tablası

Tablet Technical Specification

- Air water syringe with three functions
- Borden exits with two holes (2 pieces)
- Borden or mid-west exits for extra usage (O)
- Prepical Negatescope
- Panoramic negatescope integrated to the tablet (O)
- Aluminum plate on the tablet (2 pieces)
- Lightened Head module (O)
- Piezo cavitron module (O)
- Lightened electrical micro-motor module (O)
- In - mouth camera system (O)
- Filling device with rays (O)
- Pneumatic treatment tablet(O)
- Mobile cart instrument tray

* O (Opsiyonel) / (Optional)



■ Reflektör Teknik Özellikler

- 12V 50W halojen ampul
- 24V 50-75 halojen ampul (O)
- Soğuk ve gölgesiz ışık kaynağı
- Fotoselli reflektör kontrolü (O)
- 12 kademe ışık şiddet ayarı (O)
- Reflektör koluna monte LCD ekran kolu (O)
- LCD monitör (O)
- 4 ledli sensörlü reflektör sistemi (O)
- Yüksek güçlü tek ledli reflektör sistem (O)

■ Reflector Technical Specification

- 12 V 50 W Halogen Ampule
- 24 V 50-75 W halogen ampul (O)
- Cool light source without shade
- Reflector control with photocell (O)
- Light intensity adjustment with 2 steps (O)
- LCD screen arm mounted on the reflector arm (O)
- LCD monitor (O)
- Reflector with 4 Led lightings and sensor (O)

* O (Opsiyonel) / (Optional)



SİSTEM PROSİS ÇOCUK ÜNİTİ

SİSTEM PROSİS DENTAL UNIT FOR CHILD

Hareketli Koltuk / Movable Chair

Hareketli Sağ Kolçak / Movable Right Armrest

Hareketli Kreşuvar Çanağı / Movable Cuspidor

LED TV / Multimedya





S-prosis dent®

ÇOCUK HASTALARIN KORKULARINA SON

END THE FEAR OF CHILD'S PATIENTS

SEMPATİK DİZAYN, MULTİMEDYALI EĞLENCE

*SYMPATIC DESIGN, MULTIMEDIAL
ENTERTAINMENT*

Çocuklar için soğuk ve korkutucu olan diş kliniklerinizi, 13 yaşa kadar olan çocuk hastalarınızı daha rahat, kolay ve yaşlarına uygun şekilde tedavi hizmeti verebilmeniz için ideal bir üründür. Diş tedavisi sırasında çocuğun korkmaması, hastane ve doktor fobisi olan çocukların bu korkularını eğlenceli ve görsellik yönünden rahatlatıcı bir oyun ortamına dönüştürecek olan bu yeni nesil dental çocuk ünitlerimiz hekimin isteği doğrultusunda farklı renklerde yapılabilmektedir.

This system is an ideal device for dental treatment children up to 13 years old in dental clinics that are frightening and irritating. This unit is more comfortable, useful and convenient for pediatric patients. Our new generation pediatric dental unit provides amusing and relaxing play ambiance during dental treatment for children that have doctor and clinic phobia. Different colors options are available.

KLİNİK DOLAP SİSTEMLERİ

CLINICAL CABINET SYSTEMS





**S-prosis
dent®**

MODÜLER SİSTEM KLİNİK DOLAPLAR
MODULAR SYSTEM CLINIC CABINETS

**LAMİNANT - CAM - AKRİLİK TEZGAH
SEÇENEKLERİ**

*LAMINANT - GLASS - ACRYLIC SURFACE
OPTIONS*

ELEKTROSTATİK BOYAMA SİSTEMİ
ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM

S-prosis
dent®



■ Teknik Özellikler

- 30 mm İstenilen Renkte Laminat Tezgah
- 1 mm Dkp Sac İmalat
- Standart Ray Sistemi Çekmeceler
- Paslanmaz Ya Da Akrilik Fiber Lavabo Çeşitleri
- İstenildiğinde Çöp Kovası İavesi (O)
- İstenildiğinde Fotoselli Yada Normal Batarya İavesi(O)
- İstenildiğinde Soft Closing Ray İavesi (O)

*O (Opsiyonel) / (Optional)

■ Technical Specification

- 30 mm Laminant Surface
- 1 mm Dkp Steel
- Stainless or Acrylic Sink
- Sensor Tap / Manuel Tap (O)
- Soft Closing Rail (O)
- Waste bin (O)

■ SD-STD1
49,5x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate



■ SD-STD1-S
49,5x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate With Sink



■ SD-STD2
49,5x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate



■ SD-STD3
49,5x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate



■ SD-STD4
49,5x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate



■ SD-STD5
49,5x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate



■ SD-STD6
49,5x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate



■ SD-STD7
75x75x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate
Corner Cabinets



■ SD-STD7-S
75x75x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate
Corner Cabinets With Sink



■ SD-STD-8
Mobil Moveable
49,5x58x51 (h)
Laminant
Laminate



■ SD-STD9-S
Mobil Moveable
60x58x87 (h)
Laminant
Laminate With Sink



■ SD-STD10
60x58x87 (h)
30 mm Laminant
Laminate



S-prosis
dent®



■ Teknik Özellikler

- 12 mm Hi-Max Lg Akrilik Tezgah (30 mm Görünümü)
- 1 mm Dkp Sac İmalat
- Standart Soft Closing Ray Sistemi
- Tezgah ile Yokpare Akrilik Lavabo Çeşitleri
- İstenildiğinde Çöp Kovası İlavesi (O)
- İstenildiğinde Fotobelli ya da Normal Batarya İlavesi (O)

(O) Opsiyonel / Optional

■ Technical Specification

- 12 mm Hi-Max Lg Acrylic Surface (30 mm View)
- 1 mm Dkp Steel
- Acrylic Sink
- Sensors Tap / Manual Tap (O)
- Standard Soft Closing Rail
- Waste bin (O)

■ SD-ACR1

49,5x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic



■ SD-ACR1-S

49,5x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic With Sink



■ SD- ACR2

49,5x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic



■ SD- ACR3

49,5x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic



■ SD- ACR4

49,5x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic



■ SD- ACR5

49,5x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic



■ SD- ACR6

49,5x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic



■ SD- ACR7

75x75x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic
Corner Cabinets



■ SD- ACR7-S

75x75x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic
Corner Cabinets With
Acrylic Sink



■ SD-ACR8

Mobil Moveable
49,5x58x51 (h)
Akrilik
Acrylic



■ SD-ACR9-S

Mobil Moveable
60x58x87(h)
Akrilik
Acrylic With Sink



■ SD- ACR10

60x58x87(h)
12 mm Akrilik
Acrylic



S-prosis
dent®



■ Teknik Özellikler

- 16 mm Temperli Cam
- 1 mm Dkp Sac İmalat
- Elektrostatik Toz Boya
- Standart Soft Closing Ray Sistemi
- İstenildiğinde Çöp Kovası İavesi (O)
- İstenildiğinde Fotoselli Yada Normal Batarya İavesi (O)
- Tezgah ile Bütün Cami Lavabo Sistemi

* O (Opsiyonel) / (Optional)

■ Technical Specification

- 16 mm Glass Surface
- 1 mm Dkp Steel
- Glass Sink
- Sensors Tap / Manual Tap (O)
- Standard Soft Closing Rail
- Waste bin (O)

■ SD-GLS1

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS1-A

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS1-S

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass With Sink



■ SD-GLS1S-A

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass With Sink



■ SD- GLS2

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS2-A

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD- GLS3

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS3-A

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD- GLS4

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS4-A

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD- GLS5

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS5-A

49,5x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS8

49,5x58x51(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass With Sink



■ SD-GLS8-A

49,5x58x51(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass With Sink



■ SD-GLS9-S

60x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass With Sink



■ SD-GLS9-SA

60x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass With Sink



■ SD-GLS10

60x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass



■ SD-GLS10-A

60x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass





■ SD-GLS-M4

51x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass
Mobil Moveable



■ SD-GLS-M5

51x58x87(h)
15 mm Cam Tezgah
Glass
Mobil Moveable



■ SD-ACR-M4

Mobil Moveable
51x51x87 (h)
Akıllık
Acrylic



■ SD-ACR-M5

Mobil Moveable
51x51x87 (h)
Akıllık
Acrylic



■ SD-STD-M4

Mobil Moveable
51x51x87 (h)
Laminant
Laminate



■ SD-STD-M5

Mobil Moveable
51x51x87 (h)
Laminant
Laminate



■ SM - D5

2 Adet Çekmece
Akıllık Yüzey Elektrik Prizli
Ölçüler: 48 x 48 x 87(h)
2 Piece Drawer / Acrylic Surface
Electrical Plug
Dimensions: 48 x 48 x 87(h)



■ SM - D6

Metal Yüzeyli / Elektrik Prizli
Ölçüler: 48 x 48 x 87(h)
Metal Surface / Electrical Plug
Dimensions: 48 x 48 x 87(h)

■ SD-HGN1
126x35x60 (h)



■ SD-HGN3
154x60x87 (h)
Akrilik Tezgah
Acrylic Surface With Sink



■ SD-HGN4
55,5x12,5x41 (h)



■ SD-HGN5
55,5x12,5x41 (h)



S-prosis
dent®





■ SD-WAL1
50 x 32 x 60 (h)



■ SD-WAL2
100 x 32 x 60 (h)



■ SD-WAL3
50 x 50 x 60 (h)



■ SD-SDG2
40 x 40 x 180 (h)



■ SD-WAL4
100 x 32 x 60 (h)
Sürgülü Cam Kapak
Sliding Glass Cover



■ SD-WAL5
100 x 32 x 60 (h)



■ SD-WAL6
50 x 32 x 100 (h)



■ SD-SDG3
40 x 40 x 180 (h)

TEKNİSYEN ÇALIŞMA MASALARI

TECHNICIAN WORK TABLES





S-prosis dent®

Diş laboratuvarları teknisyenlerinin vazgeçilmezi olan Laboratuvar Teknisyen Masaları kullanıcının rahat çalışabilmesi için tasarlanmış olup, kullanılacağı laboratuvarın fiziki şartları ve ölçüleri göz önüne alınarak kullanıcının istekleri doğrultusunda farklı özellik, opsiyon ve renklerde yapılabilmektedir. Laboratuvar Teknisyen Masaları ile birlikte, paslanmaz çelik masa ve tezgahlar, duvara monte dolaplar ile alt tezgahları da laboratuvarın daha ergonomik ve kullanışlı olarak tasarlanması sağlanmaktadır.

- *Laboratory Workbench Standard Specialities*

- *Made of DKP sheet material and has 1 mm thickness*
- *Baked at 200°C electrostatic powder paint*
- *Unlimited colour options in RAL colours*
- *Running drawers with roller rail system*
- *30 mm chipboard coated with laminate lamination and the PVC belts on the side edges*
- *Plastic coated adjustable legs*
- *Oval binary Led Light*
- *Gas and air outlets*

- *Laboratory Workbench Optional Specialities*

- *Compact, acrylic, stainless steel and cultured marble countertop options*
- *Soft closing rail drawers*
- *LED lighting system*
- *Auto-rewind air outlet.*

SM-TEC1

124 x 60 x 89 (h)

- Kompakt Tezgah
- Kompakt Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- Compact Surface
- Compact Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System



SM-TEC1-B

110 x 60 x 89 (h)

- Masif Tezgah
- Masif Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- Massive Surface
- Massive Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System



SM-TEC1-A

107 x 60 x 89 (h)

- Kompakt Tezgah
- Kompakt Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- Compact Surface
- Compact Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System



SM-TEC1-L

145 x 208 x 87 (h)

- Kompakt Tezgah
- Kompakt Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- "L" Model Tasarım
- Compact Surface
- Compact Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System
- "L" Style Design



* Ürünler üzerindeki aksesuarlar opsiyoneldir / * Accessories on products are optional

■ SM-TEC2

175 x 60 x 89 (h)

- Kompakt Tezgah
- Kompakt Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- Compact Surface
- Compact Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System



■ SM-TEC2-A

220 x 60 x 89 (h)

- Masif Tezgah
- Metal Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- Massive Surface
- Steel Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System



Üç Kişilik Teknisyen Çalışma Masaları / Technician Workbench For Three Person

■ SM-TEC3

200 x 60 x 89 (h)

- Laminant Tezgah
- Metal Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- Laminate Surface
- Steel Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System



■ SM-TEC3-G

205 x 205 x 87 (h)

- Masif Tezgah
- Masif Raf
- Led Aydınlatma
- Güçlü Vakum Sistemi
- Massive Surface
- Massive Shelf
- Led Light
- Powerful Vacuum System



* Ürünler üzerindeki aksesuarlar opsiyoneldir / * Accessories on products are optional

LABORATUVAR SİSTEMLERİ

LABROTARY SYSTEMS



S-prosis
dent®

PASLANMAZ METAL DOLAPLAR
STAINLESS STEEL CABINETS

HİJYENİK LABORATUVAR SİSTEMLERİ
HYGIENIC LABORATORY SYSTEMS

HAREKETLİ ÇÖP ARABALARI
MOVING GARBAGE TRUCKS

■ SD-PSL1

50x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL-2

50x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL-3

50x50x80 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL-4

160x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL-5

160x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL-6

200x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL-7

200x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL-8

200x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
With Two Sink Stainless Steel




■ SD-PSL9

160x60x90 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL10

175x80x60 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL11

60x60x55 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



■ SD-PSL12

40x30x85 (h)
Paslanmaz Inox 304
Stainless Steel



SDL-MIC1

35.000 Rpm Micromotor



SDL-MIC2

35.000 Rpm Micromotor



SDL-PC

Sulu Alçı Kesme Motoru
Aqueous Plaster Cutting Machine



SDL-WS1

Dijital Mum Eritme Potası ve Spatülü
Digital Wax Melting Pot and Spatula



SDL-WS2

Dijital Mum Eritme Spatülü (İkili)
Digital Wax Melting Spatula (Double)



SDL-WP

Dijital Mum Eritme Potası
Digital Wax Melting Pot



SDL-VAC1

Dijital Devir Ayarlı Vakum Motoru (İtalya)
Digital Speed Adjustable Vacuum Motor (Italy)



SDL-VAC2

Dijital Devir Ayarlı Vakum Motoru (İtalya)
Digital Speed Adjustable Vacuum Motor (Italy)



SDL-GP

Gaz Beki
Bunsen Burner



■ AC-03-ME

Mufle Kaynatma ve
Yıkama Ünitesi (8'li, 12'li,
16'li)
Muffle Boiling & Washing
Machine (8, 12, 16
muffles)



■ AC-01-M

Mufle Kaynatma (8'li,
12'li, 16'li)
Muffle Boiling Machine
(8, 12, 16 muffles)



■ AC-05-D

Dublikat Makinesi
Duplicating Machine



■ AC-11-K

2'li Kalem Kumlama Makinesi
Sensitive Sand Blasting Unit



■ AC-02-V

2'li Vibrasyon Cihazı
Vibrator (2 Work pcs)



■ AC-10-IM

İndüksiyon Döküm Makinesi
Centrifugal Casting by Induction



■ AC-09-F

Yüksek Dereceli
Laboratuvar Fırını
High-Grade
Laboratory Furnace



■ SM-CK-120

120 x 65 x 185 (h)
Laboratuvar
Çekercak Sistemleri
Laboratory Fume
Hoods



■ SM-160V

85 x 60 x 148 (h)
Vakumlu Cila Masası
Polishing Machine



DİŞ HEKİMLİĞİ SİMÜLASYON SİSTEMLERİ

DENTAL STUDY SYSTEMS





Prodent®

DİŞ HEKİMLİĞİ PRODENT SİSTEMLERİ İLE BAŞLAR...

STARTING THE DENTIST WITH PRODENT SYSTEMS...

EĞİTİMDE PRODENT AYRICALIĞI...

ELIGIBILITY OF PRODENT TO THE EDUCATION

PRODENT İLE DİŞE DOKUNUR ÇÖZÜMLER

THE WORTHWHILE SOLUTIONS WITH THE PRODENT

SD-01

130 x 88 x 120 (h)

Akrilik Tezgah / Acrylic Surface

Elektromekanik Kaldırma Sistemi

Elektromechanical Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light

Vakum Sistemi / Vacuum System



SD-03

50 x 42 x 90 (h)

Kompakt Tezgah / Compact Surface

Elektromekanik Kaldırma Sistemi

Elektromechanical Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light



SD-02

90 x 60 x 90 (h)

Laminant Tezgah / Laminate Surface

Manuel Kaldırma Sistemi / Manuel Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light



SD-04

80 x 80 x 125 (h)

Elektromekanik Kaldırma Sistemi

Elektromechanical Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light



SD-05

120 x 60 x 90 (h)

Laminant Tezgah / Laminat Surface

Manuel Kaldırma Sistemi / Manuel Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light



SD-07

118 x 60 x 90 (h)

Kompakt Tezgah / Compact Surface

Elektromekanik Kaldırma Sistemi

Elektromekanik Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light



SD-06

132 x 60 x 90 (h)

Kompakt Tezgah / Compact Surface

Elektromekanik Kaldırma Sistemi

Elektromekanik Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light

Vakum Sistemi / Vacuum System



SD-08

80 x 80 x 125 (h)

Elektromekanik Kaldırma Sistemi

Elektromekanik Lifting

Halojen Reflektör / Halogene Light



SD-E1
200 x 75 x 87 (h)



SD-E2
190 x 75 x 87 (h)



SD-E3
180 x 75 x 87 (h)



■ SDP-E1
190 x 75 x 87 (h)



■ SDP-E2
195 x 75 x 87 (h)





Işıklı ve Işıksız Başlıklar Lighted and Unlighted Handpieces

- Uluslararası standartlarda, kendinden aydınlatmalı, devre bağlantısız
- Mükemmel, sağlam ve güvenilir performans
- Profesyonel LED ışık kaynağı, üstün parlaklık, 10000 saate kadar dayanıklılık
- Benzersiz elektrik üretimi, sadece az bir hava ile yeterli güç erişim

Kendinden LED Işıklı Başlık LED Handpieces With Generator

- Universal to global chair, Self-illumination without Connecting Circuit.
- Perfect stable and reliable performance.
- Professional LED light source, superior brightness, Longevity 10000 hours.
- Unique electric genertorm, justalittle air can geneate sufficient power.



Havalı Mikromotor Serisi
Low Speed Handpieces



Kendinden ışıklı aeratör
Stan LED handpiece
with generator (4 or 2 hole)



Kendinden ışıklı Max LED aeratör
Max LED handpiece with
generator (4 or 2 hole)



Teknik Özellikler

- 0.25-0.27 Map (4 delikli), 0.20-0.22 Map (2 delikli), ≥ 300.000 rpm
- $\varnothing 1.59\text{mm}-\varnothing 1.6\text{mm} \times 21\text{mm}-23\text{mm}$ (çap x uzunluk), Ses düzeyi: $\leq 68\text{dB}$

Technical Specification

- 0.25-0.27 Map (4Hole), 0.20-0.22 Map (2Hole), ≥ 300.000 rpm
- $\varnothing 1.59\text{mm}-\varnothing 1.6\text{mm} \times 21\text{mm}-23\text{mm}$ (diameterxlength), Noise: $\leq 68\text{dB}$



Etkin LED ışığı, uzun ömürü
Sufficient LED light, long service life



Standart Push Kartuşu
Standart Push Cartridge



Torque Push Kartuşu
Torque Push Cartridge

Dental Kompresörler / Dental Compressors



Merkezi Sistem Hava Tankları (1500 Lt)
Central System Air Tanks (1500 Lt)



Merkezi Sistem Vidalı Kompresörler
Central System Srew Compressors



Merkezi Sistem Vidalı Kompresörler
Central System Srew Compressors

DENTAL EĞİTİMİ

Prodent®

DENTAL EĞİTİM MODELLERİ
DENTAL STUDY MODELS

DENTAL STUDY MODELS



Prodent Eğitim Modelleri
Prodent Dental Study Models



SD-01 AK

Prodent Fantom Kafa ve Gövde
Prodent Phantom Head With Torso



SD-02 AK

Prodent Fantom Kafa ve Gövde
Prodent Phantom Head With Torso



SD-03 AK

Prodent Fantom Kafa
Prodent Phantom Head



SD-04 AK

Prodent Fantom Kafa
Prodent Phantom Head



SD-00 M

Prodent Maske
Prodent Mask (S/M/L)



SD-A3 F

Prodent Çene 32 Diş
Prodent Jaws 32 Teeth



SD-A2 F

Prodent Çene 28 Diş
Prodent Jaws 28 Teeth



SD-SW 2

Prodent Çene Vidaları
Prodent Jaws Screws



SD- PL 01

Prodent Kafa Bağlantı Aparatı
Prodent Head Connection Apparatus



SD-PL 02

Prodent Kafa Bağlantı Aparatı
Prodent Head Connection Apparatus



SD-A32

32'lik Diş Seti
Teeth Set 32



SD-A28

28'lik Diş Seti
Teeth Set 28



SD-GUM

Diş Eti Modeli 28-32
Gum Model 28-32



SD-XJ13

Oyma Eğitim Modeli (3 Katmanlı)
Carving Training Model (3 Layer)



SD-MT01

Maske ve Drenaj Seti
Mask and Drain Set



SD-C3F

Çocuk Çene Modeli
Study Model For Child



SD-C3C

Çocuk Çene Modeli (Çürük Diş)
Study Model For Child (Decayed Tooth)



SD-AA1

6 Kat Büyütülmüş Molar Diş Modeli
Anatomic Profile Model Of The Mandibular Molar (6 Times The Natural Size)



SD-A3B

Fırçalama Modeli
1/2 Standard Brushing Mod



SD-A12

Transparan Diş Dönüşümü Modeli 7 Yaş
Clear Mixed Dentition-Age 7 Years Old



SD-A7

Polyester Çalışma Modeli
Clear Polyester Study Model



SD-A8-01

Fırçalama Modeli
Tooth Brushing Demonstration Model



SD-A8-2

Geniş Fırçalama Modeli
Brushing The Tongue With a Large Model



SD-A3FA

Artikülasyon Çene Modeli
Tooth Model



SD-A16

Patolojik Model
Early Loss Of Primary Teeth Pathological Model



SD-A8

Fırçalama Modeli 2 Kat Büyütülmüş
Permanent Tooth Brushing Demonstration Model (Two Times The Natural Size)



SD-A15

Çene Modeli
Removable Standard Model



SD-B17

Sabit Braketli Çalışma Modeli
Study Model With Fixed Braces On Teeth (Normal)



SD-B10

Ortodontik Sınıflandırma Modeli 2 Renk
Orthodontic Classification Model (Two Color)



SD-B9

Ortodontik Model
Orthodontic Model (Normal, Ordinary Brackets)



SD-B21

Transparan Diş Yapısı Modeli Metal Braketli 3 Renk
Transparent Dentition With Metal Brackets (3 Color)



SD-B18

Sabit Braketli Çalışma Modeli
Treatment Case With Fixed Braces (Abnormal)



SD-B12

Ortodontik Sınıflandırma Modeli Tek Renk
Orthodontic Classification Model (Monochrome)



SD-B14

Ortodontik Model
Orthodontic Model



SD-B11

Ortodontik Sınıflandırma Modeli 2 Renk
Orthodontic Classification Model (Two Color)



SD-C6

Kalıcı Diş Modelleri
Permanent Teeth Model



SD-C7

Diş Modelleri
Primary Teeth Model



SD-C5

Kalıcı Diş Modelleri 2 Kat
Twice The Permanent Teeth Model



SD-C1 (S15B)

Anatomik Modeller 2 Kat
Twice Dental Pulp Anatomical Model



SD-D2 (L11)

4 Kat Büyütülmüş Çene Kemigi Modeli
4 Times Sized The Model Of Jaw Bone Disassembling



SD-D4

Çene Kemigi ve Dişleri Kesit Modeli
Sagittally Sectioned Model



SD-D16

15 Kat Büyütülmüş Anatomik Şekillendirilmiş Diş Modelleri
15X Actual Size Anatomically Shaped Teeth Model



SD-D5

Oklüzal Dolgu Modeli
Showing The Sealant Of Occlusal



SD-D10

Diş Oyma Presedür Modeli
Crow Carving Procedure Model



SD-D14

Diş Form Modeli
Model Of Teeth Forms



SD-D19

Pulpa Açma Modeli
Pulp Opening Positioning Model



SD-D22

2 Renk Kalıcı Anatmik Diş Modeli 2,5 Kat
2 Colored 2.5 Actual Size Permanent Teeth With Natural Anatomical



SD-D15

Diş Oyma Presedür Modeli
Tooth Carving Procedure



SD-D13

Morfoloji Metal Diş Modeli
Morphology Of Metal Teeth



SD-D9

Ortodontik Sınıflıdört Kat Büyütülmüş Kalıcı Anatmik Diş (Sağ 14)
Four Times The Permanent Anatomical Model (Right 14)



SD-E9

Periodontal Hastalık Sınıflandırma Modeli
Periodontal Diseases Classification Model



SD-E2

Periodontal Hastalık Modeli
Periodontal Disease Model



SD-E8

Periodontal Hastalık Sınıflandırma Modeli
Periodontal Diseases Classification Model



SD-F7

İnsan Kafatası Modeli (Plastik)
Model Of Human Skull (Plastic Pvc)



SD-F17

Mastik Demostrasyon Modeli Sealant
And Inlay Demonstration Model



SD-F2

Doğal Boyut Çene Kemigi Eğitim Modeli
Educational Nature Size Mandible With Hinge Buccal Plate



SD-F1

Üst Çene ve Çene Kemigi Eğitim Modelleri
Educational Models of Upper Jaw And Mandible



SD-F5

Anatmik Çene Kemigi Modeli
Anatomical Model Of Mandible



SD-F14

Anatmik Model 3 Yaş
Primary and Permanent Alternate Anatomical Model (Age:3)



SD-F6

Çene Kemigi Organizasyon Modeli
The Organization Of Mandible Model



SD-F9

İnsan Kafatası Modeli 10 Parça
Human Skull Reconstructed Model (Divided In To 10 Parts)



SD-L13G

Transparan Yetişkin Modeli Komple
Completely Transparent Model Standard Adult Teeth



SD-L15

Metal Diş Çekim Modeli
Metal Tooth Extraction Model



SD-L2

Oral Anestezi Modeli Diş Çekimi Yapılabilir.
Model For Oral Anesthesia And Tooth
Extraction



SD-L9

4 Kat Büyütülmüş Kademeli Çürük Diş Modeli
Four Times The Natural Size Teeth Which
Demonstrate 3 Stages of Caries. Imported
Resin Teeth. Imported Quartz Rubber Plate.



SD-L1

Kök Kanallı Dolgu Modeli
Root Canal Filling Model



SD-LS3

Kök Kanalı Modeli S3
Root Canal Model S3



SD-LS4

Kök Kanalı Modeli S4
Root Canal Model S4



SD-L3

Cerrahi İçin Sentetik Eğitim Modeli
The Synthetic Training Model For Oral
Surgery



SD-PE1

Periodantal Hastalık Modeli
Periodontal Disease Model



SD-L10-01

Çürük Modeli Kesitli
Caries Comparison



SD-L10

4 Kat Büyütülmüş Çürük Diş Modelleri
4 Times Sized Caries Disassembling Model



SD-L3A

Hasta Diş Ve Pulpa Klinik Modeli
Clinical Model Of Tooth And Dental Pulp
Disease A



SD-LS1

Kök Kanalı Modeli
Root Canal Model S1



SD-LS6

Kök Kanalı Modeli S6
Root Canal Model S6



SD-LS7

Kök Kanalı Modeli S7
Root Canal Model S7



SD-S22

Beyaz Diş Modeli
White Alundum Teeth Model



SD-L13C

Transparan Diş Dönüşümü Modeli
Completely Transparent Alternating Model
Of Primary and Permanent Teeth



SD-L3B

Hasta Diş Ve Pulpa Klinik Modeli
Clinical Model Of Tooth And Dental Pulp
Disease B



SD-LS2

Kök Kanalı Modeli
Root Canal Model S2



SD-LS12

Kök Kanalı Modeli S12
Root Canal Model S12



SD-L18

Doktor Muayene Açıklama Modeli
State The Examination Of Doctors
Qualifications Special Series (Maxillary
Bilateral Cyst)



SD-L21

Kapsamlı Restorasyon Modeli
Comprehensive Restoration



SD-S4

Dişsiz Reçine Çene Modeli
Imported Resin Model Of Edentulous Jaw



SD-S10A

Maloklzyon Çene Modeli
Malocclusion Jaw Model



SD-S20B

6 Kat Büyütülmüş Diş Modeli
6 Times Natural Size Tooth Mould B



SD-S18A

4 Kat Büyütülmüş Tek Renk Diş Kalıbı
Single Coloured 4 Times Natural Size
Permanent Teeth Mould A



SD-S12C

Diş Gelişim Modeli
Dentural Development Model C



SD-S9

Hastalıklı Diş Eti Modeli
Gingival Disease Model



SD-S11

Ortodonti Demostrayon Modeli
Orthodontic Model For Demonstration With
Edgewise Bracket



SD-U15

3 Kat Büyütülmüş Diş Oyma Modeli
3 Times Guiding Model of Tooth Carving



SD-S5B

Silikon Çene Modeli Standart
Silicon Rubber Mould Of Standart Tooth Jaw



SD-S4A

Dissiz Silikon Kalıp
Imported Silicon Rubber Mould Of
Edentulous Jaw



SD-S10

Maloklzyon Çene Modeli
Malocclusion Jaw Model



SD-S2B

Typodont Modeli
Typodont Model



SD-S14

Ortodontik Diş Modeli
Orthodontic Use



SD-U6

3 Kat Büyütülmüş Diş Oyma Modeli (5 Diş)
Three Times Carving Teeth Steps Guidance
Model (A Set of 5 Teeth Position)



SD-U13

6 Kat Büyütülmüş Çürük Diş Kesit Modeli
Six Times Caris Anatomy Model



SD-S2A

Mum Oklzyon
Wax Occlusion Rim



SD-S10B

Maloklzyon Çene Kalıp B
Malocclusion Jaw Mould B



SD-S12B

Diş Gelişim Modeli
Dentural Development Model B



SD-S12A

Diş Gelişim Modeli
Dentural Development Model A



SD-S8

Periodontal Hastalıklı Modeli
Periodontal Disease Model



SD-U14

6 Kat Büyütülmüş Normal Anatomi Diş Modeli
Six Times Normal Tooth Anatomy Model



SD-U10

Çocuk Çürük Diş Modeli
Children's Teeth Carie (Gum Removal Of
Bad Car)



SD-U9

Uygulama Modeli
The Oral Practice Model



SD-Z1

İmplant Modeli
Implant Model for Doctor-Patient
Communication Use



SD-Z13

İmplant Modeli
Implant Model



SD-Z5

İmplant Çene Modeli
Implant Practice Jaw Model



SD-Z9

İmplant modeli
Implant model



SD-X2B

Kısmen Dişsiz Silikon Çene Kalıbı
B:partially Edentulous Mould Of Silicon Rubber



SD-X10

Artikülatör Üretim Adımları
The Producing Steps Of Articulator



SD-U5

Protez Döküm Modeli
Casting Crown Prosthodontic Model



SD-Z2-01

İmplant pratik modeli
Implant Practice Model (SD-IN-I)



SD-Z7

İmplant Modeli
Implant With Ball Attachments



SD-Z6

Klipsli İmplant Modeli
Implant With Clip Attachments



SD-Z10

İmplant Modeli
Implant Model



SD-X4B

Özel Diş Hazırlama Kalıbı Porselen
Special Tooth Preparation Mould Of
Baked-Porcelain Crown



SD-X6A

Maxiller Köprüsü Hazırlık Modelleri
Maxillary Bridge Preparation Models



SD-Z12

İmplant İçin Anatomik Çene Kemigi
Anatomically Shaped Bone Mandible For
Implant Placement Practice



SD-Z3

İmplant Pratik Modeli
Implant Practice Model



SD-Z4

İmplant Modeli
Implant Model



SD-Z8

İmplant Yerleşimi İçin Çene Kemigi Modeli
Anatomically Shaped Bone Mandible For
Implant Placement Practice




SD-Z11

İmplant Protez Modeli
Educational Model For Implant Denture



SD-X3

Diş Hazırlama Modeli
Tooth Preparation Model



SD-X12

Maksillofasial Kalıp
Maxillofacial Formwork













SD-01 AK



Prodent SD-01 AK modeli insan anatomisine uygun, çiğneme fonksiyonu ve alt çene sağa sola hareketlerini simüle etmeye uygundur. Bütün dental modellere uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal insan boyun hareketlerini yapabilecek şekilde imal edilmiştir. Çeneler kolaylık sökülüp takılabilir ve dişler sökülüp değiştirilebilmektedir. Kafatası sert plastikten imal edilmiş olup kilitlemeli sistem ile açma kapama tek buton vasıtası ile yapılabilir. Kafatası içerisinde çene sökme, maske çıkarma ve boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle kolay tutulur aparatlar mevcuttur. Gövde kısmı Manuel ve elektromekanik kaldırma sistemlerine uyumludur.

Prodent SD-01 AK model is suitable for human anatomy, chewing function and to simulate right and left movements of lower jaw. It is designed to be compatible with all dental models. It is made to be able to make natural human neck movements. Jaws can be easily removed and replaced, and teeth can be removed and replaced. The skull is made of hard plastic and it can be done by locking system and opening and closing by one push button. The skull is equipped with hand-held devices for jaw removal, mask removal, and neck stiffness adjustment. The body is compatible with manual and electromechanical lifting systems.



SD-02 AK




Prodent SD-03 AK modeli insan anatomisine uygun, çiğneme fonksiyonu ve alt çene sağa sola hareketlerini simüle etmeye uygundur. Bütün dental modellere uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal insan boyun hareketlerini yapabilecek şekilde imal edilmiştir. Çeneler kolaylık sökülüp takılabilir ve dişler sökülüp değiştirilebilmektedir. Kafatası sert plastikten imal edilmiş olup menteşeli sistem ile açılan alın bölgesinden sökme takma aparatlarına ulaşılmaktadır. Kafatası içerisinde çene sökme, maske çıkarma ve boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle kolay tutulur aparatlar mevcuttur. Bu modelde gövde kısmı yoktur. Masa üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Masa kenarına bağlantı aparatı kolay kullanıma uygundur.

The Prodent SD-03 AK model is suitable for simulating human anatomy, chewing function and lower jaw right and left movements. It is designed to be compatible with all dental models. It is made to be able to make natural human neck movements. Jaws can be easily removed and replaced, and teeth can be removed and replaced. The skull is made of hard plastic and the dismounting attachments are reached from the forehead area opened by the hinged system. The skull is equipped with hand-held devices for jaw removal, mask removal, and neck stiffness adjustment. There is no body part in this model. It is designed to work on the table. The connection to the table edge is easy to use.



SD-03 AK



Prodent SD-02 AK modeli insan anatomisine uygun, çiğneme fonksiyonu ve alt çene sağa sola hareketlerini simüle etmeye uygundur. Bütün dental modellere uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal insan boyun hareketlerini yapabilecek şekilde imal edilmiştir. Çeneler kolaylık sökülüp takılabilir ve dişler sökülüp değiştirilebilmektedir. Kafatası sert plastikten imal edilmiş olup menteşeli sistem ile açılan alın bölgesinden sökme takma aparatlarına ulaşılmaktadır. Kafatası içerisinde çene sökme, maske çıkarma ve boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle kolay tutulur aparatlar mevcuttur. Gövde kısmı manuel ve elektromekanik kaldırma sistemlerine uyumludur.


The Prodent SD-02 AK model is suitable for human anatomy, chewing function and simulates left and right jaw movements. It is designed to be compatible with all dental models. It is made to be able to make natural human neck movements. Jaws can be easily removed and replaced and teeth can be removed and replaced. The skull is made of hard plastic and the dismounting attachments are reached from the forehead area opened by the hinged system. The skull is equipped with hand-held devices for jaw removal, mask removal and neck stiffness adjustment. The body is compatible with manual and electromechanical lifting systems.


SD-04 AK



Prodent SD-04 AK modeli insan anatomisine uygun, çiğneme fonksiyonu ve alt çene sağa sola hareketlerini simüle etmeye uygundur. Bütün dental modellere uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal insan boyun hareketlerini yapabilecek şekilde imal edilmiştir. Çeneler kolaylık sökülüp takılabilir ve dişler sökülüp değiştirilebilmektedir. Kafatası sert plastikten imal edilmiş olup menteşeli sistem ile açılan alın bölgesinden sökme takma aparatlarına ulaşılmaktadır. Kafatası içerisinde çene sökme, maske çıkarma ve boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle kolay tutulur aparatlar mevcuttur. Bu modelde gövde kısmı yoktur. Diş ünitleri üzerinde çalışmaya uygun tasarlanmıştır. Dişçi koltuklarına monte ederek çalışma sağlanabilir.

Prodent SD-04 AK model is suitable for human anatomy, chewing function and to simulate left and right jaw movements. It is designed to be compatible with all dental models. It is made to be able to make natural human neck movements. Jaws can be easily removed and replaced, and teeth can be removed and replaced. The skull is made of hard plastic and the dismounting attachments are reached from the forehead area opened by the hinged system. The skull is equipped with hand-held devices for jaw removal, mask removal, and neck stiffness adjustment. There is no body part in this model. Designed to work on dental units. Operation can be achieved by mounting on the dental chair.



RAL Renk Seçenekleri / RAL Color Options**RAL 1018****RAL 2004****RAL 6027****RAL 5021****RAL 5014****RAL 5024****RAL 8004****RAL 9002****RAL 5005****RAL 6032****RAL 8001****RAL 9016****RAL 3003****RAL 4005****RAL 1021****RAL 7001****RAL 3020****RAL 4010****RAL 4007****RAL 6004****RAL 5015****RAL 4008****RAL 5002****RAL 4009****RAL 7042****RAL 6019****RAL 5018****RAL 3009****RAL 2003****RAL 6018****RAL 3015****RAL 1014**

Prodent®

S-prosis
dent®

Diş Hekimliği Cihazları

Dentist's
Equipments



www.sistemdental.com

