



niko 2

Nail Loosener


*Tüm tırnaklara daha kolay uygulanan
yeni tırnak teli*



*Tutaçlar
yardımıyla
kolayca
tırnak
kenarına
takılır.*



*Tutaçlar metal
halkalardan
kibarca
çıkartılır.*



*Lastik üzerindeki
halkalar
kenarlardaki
çentiklerden
geçirilerek
'istendiği' kadar
gerilerek sabitlenir.*



www.tirnakbatmasi.org

Oniko 2 ince, 1 mm kalınlığında tırnaklara
Oniko 2 standart, 3 mm kalınlığa kadar normal ve kalın tüm tırnaklara
Oniko 2 fort; 3 mm den kalın ileri derecede distrofik tırnaklara