



Gelecek Üretip, Kalite Sunuyoruz...

- » **PATALOJİ / PATHOLOGY**
- » **HİSTOLOJİ / HISTOLOGY**
- » **MİKROBİYOLOJİ / MICROBIOLOGY**
- » **ENFEKSİYON / INFECTION**
- » **BİYOKİMYA / BIOCHEMISTRY**

MOS LAB[®]
MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

- **Plastik Laboratuvar Malzemeleri**
- Plastic Laboratory Supplies
- **Metal Laboratuvar Ekipmanları**
- Metal Laboratory Equipment
- **Histokimyasal Boyalar**
- Histochemical Paints
- **Laboratuvar Kimyasalları**
- Laboratory Chemicals

www.moslab.com



Gelecek Üretip, Kalite Sunuyoruz...

HAKKIMIZDA ABOUT US

1997'de yazılmaya başlanan bir başarı öyküsü; Kendi imalatı ve bunun yanında temsil ettiği uluslararası firmaların ürünlerini deneyimli kadrosuyla Medikal sektöre hizmet vermektedir. MOSLAB MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ; TS EN ve ISO 9001 : 2000 belgeleriyle kalite anlayışını kanıtlamış firmadır.

MOSLAB; olarak hedeflerimiz “Kalitenin sürekliliğini sağlamak” ve “Müşteri ilişkilerine değer vermektir.”

Müşteri memnuniyetini her zaman kendisi için hedef edinen MOSLAB yaptığı tüm işlerde garanti vererek, bundan sonraki faaliyet hayatında da edinmiş olduğu güvenilir ve istikrarlı yapısından taviz vermeden kalıcı hizmetler vermeye devam edecektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

MOSLAB olarak amacımız; ulusal, uluslararası standartları ve yasal mevzuatları dikkate alarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve gelecekteki beklentilerine uygun ürün ve hizmeti DÜNYA'NIN her bölgesine en hızlı ve kaliteli bir şekilde sunmaktır.

Firmamız bu amacına, sunduğu hizmet ve kurduğu sistemde sürekli iyileşme ve gelişme felsefesini benimsemesi ve “Müşteri-Çalışan-Menfaatlar” memnuniyetini sağlaması ile ulaşacağını bilincindedir.

MOSLAB; hizmet verdiği sağlık sektöründeki rekabet gücünü artırarak topluma, çevreye ve ülke ekonomisine faydalı olmayı, faaliyet konusunda ülkemizi yurtdışına bağımlılıktan kurtarmayı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutarak üretim yapmayı, kalite politikasını sürekli değerlendirmeyi ve güncellemeyi kendisine ilke edinmiş bir firmadır.

A success story started in 1997 with passion and love, MOSLAB serves the medical sector globally not only with own manufactured products but representing international companies here in TURKEY.

Our motto is “ continuous quality improvement” MOSLAB, always targets customer satisfaction and will continue to provide permanent services without sacrificing the reliable and stable structure that has acquired.

QUALITY POLICY.

To provide products and services that are in accordance with the needs of our customers and future expectations in the fastest and best quality around the world with National and international standards and legal regulations. For this purpose, our company is aware of the continuing philosophy of continuous improvement and development in its service and system, and that achieve customer-employee-benefit satisfaction.

MOSLAB is a company that increases its competitiveness in the health sector and makes it beneficial to the environment and national economics, to reduce from dependency abroad, to make production by keeping occupational health and safety at the forefront, to constantly evaluate and update its quality policy.



İÇİNDEKİLER CONTENTS

PLASTİK ÜRÜNLER
PLASTIC PRODUCTS

3-11

METAL ÜRÜNLER
METAL PRODUCTS

13-16

KİMYASAL ÜRÜNLER
CHEMICALS

19-28



KOD: BPTA00001

TIBBİ ATIK KUTUSU 0.2 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 0.2 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00005

TIBBİ ATIK KUTUSU 0.5 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 0.5 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00010

TIBBİ ATIK KUTUSU 0.7 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 0.7 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00015

TIBBİ ATIK KUTUSU 1 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 1 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00019

TIBBİ ATIK KUTUSU 1.3 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 1.3 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00021

TIBBİ ATIK KUTUSU 2 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 2 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00023

TIBBİ ATIK KUTUSU 3 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 3 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00025

TIBBİ ATIK KUTUSU 5 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 5 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable

KOD: BPTA00030

TIBBİ ATIK KUTUSU 10 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 10 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable





KOD: BPTA00035

TIBBİ ATIK KUTUSU 27-30 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 27-30 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPTA00036

TIBBİ ATIK KUTUSU 30-32 LT

- Kova, kapak ve üst kapak olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.
- Kesici ve delici özellikteki tıbbi atıklara karşı dayanıklıdır.
- Tek kullanımlıktır.
- Tamamen dolduktan sonra imhaya gönderilmelidir.

Sharps Container 30-32 LT

- 3 part (bucket, lid, cap)
- Suitable for sharps, non-liquid waste
- Dispo
- Puncture-resistant sable



KOD: BPSP00001

SPESMEN KABI 8 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.

Specimen Container 8 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable



KOD: BPSP00002

SPESMEN KABI 25-30 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.

Specimen Container 25-30 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable

KOD: BPSP00003

SPESMEN KABI 50 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.

Specimen Container 50 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable





KOD: BPSP00004

SPESMEN KABI 100 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.

Specimen Container 100 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable



KOD: BPSP00006

SPESMEN KABI 500 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.
- Ürün üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği etiket mevcuttur.

Specimen Container 500 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable



KOD: BPSP00005

SPESMEN KABI 250 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.
- Ürün üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği etiket mevcuttur.

Specimen Container 250 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable



KOD: BPSP00007

SPESMEN KABI 1000 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.
- Ürün üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği etiket mevcuttur.

Specimen Container 1000 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable

KOD: BPSP00009

SPESMEN KABI 2000 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.
- Ürün üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği etiket mevcuttur.

Specimen Container 2000 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable



KOD: BPSP00011

SPESMEN KABI 3000 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.
- Ürün üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği etiket mevcuttur.

Specimen Container 3000 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable

KOD: BPSP00015

SPESMEN KABI 10 LT

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.
- Ürün üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği etiket mevcuttur.

Specimen Container 10 LT

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable



KOD: BPSP00013

SPESMEN KABI 5000 ML

- Ürün şeffaf polipropilen malzemeden üretilmiştir.
- Vidalı kapak şeklinde üretilmiştir.
- Numune taşımaya elverişlidir.
- Formaldehit ve ksilen benzeri sıvılara karşı dayanıklıdır.
- Ürün üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği etiket mevcuttur.

Specimen Container 5000 ML

- Made from soft transparent PP
- Screw cap
- Disposable
- Suitable for xylene, formaldehyde resin
- Patient track lable



KOD: BPSP00018 SPESMEN KABI (20 LT)

KOD: BPSP00019 SPESMEN KABI (30 LT)

KOD: BPSP00020 SPESMEN KABI (50 LT)



KOD: BPGK00001

GAİTA KABI KAŞIKLI 25 ML

Faeces Container With Spoon 25 ML



KOD: BPGK00002

GAİTA KABI KAŞIKLI 50 ML

Faeces Container With Spoon 50 ML



KOD: BPVI00001

VAKUMLU İDRAR BARDAĞI

Vacuum Urine Collection Cup



KOD: BPVI00003

İDRAR BARDAĞI POŞETLİ

Individually Wrapped Sterile Urine Collection Cup



KOD: BPSN00001 BEYAZ SÜLFATSIZ
 KOD: BPSN00002 AMBER SÜLFATSIZ
 KOD: BPSN00003 ŞEFFAF SÜLFATSIZ
 KOD: BPSN00004 BEYAZ SÜLFATLI
 KOD: BPSN00005 AMBER SÜLFATLI
 KOD: BPSN00006 ŞEFFAF SÜLFATLI

SU NUMUNE ŞİŞESİ 250 ML

- Mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için alınan sıvıların taşınması ve saklanması için yüksek kaliteli hammaddeden üretilir.
- Su Numune Şişeleri aseptik olarak üretilir daha sonra Gama Sterilizasyona (10 – 6 SAL radyasyon) gönderilir.
- Şişe üzerindeki kabartmalı derecelendirme analizi kolaylaştırmaktadır.
- Tiyosülfat içeren (20 mg/lt) şişeler insan kullanımına yönelik ve klor içeren su örneklerinde kullanılırlar.
- Ürün üzerindeki etikette yer alan LOT numarası ve son kullanma tarihi analizin izlenebilirliğini kolaylaştırmaktadır.
- Güvenli kullanımı için emniyet halkalı ve kilitli kapaklara sahiptir.

Water Sampling Bottles 250 ML

- Produced from high-quality raw material for transporting and storing liquids for microbiological and chemical analysis
- Water Sampling Bottles are produced aseptically and then sent to Gamma Sterilization (10 - 6 SAL radiation)
- Labeled, leak-proof screw cap
- Types : White sulphated and non-sulphated
 Amber sulphated and non-sulphated
 Transparent sulphated and non-sulphated



KOD: BPSN00007 BEYAZ SÜLFATSIZ
 KOD: BPSN00008 AMBER SÜLFATSIZ
 KOD: BPSN00009 ŞEFFAF SÜLFATSIZ
 KOD: BPSN00010 BEYAZ SÜLFATLI
 KOD: BPSN00011 AMBER SÜLFATLI
 KOD: BPSN00012 ŞEFFAF SÜLFATLI

SU NUMUNE ŞİŞESİ 500 ML

- Mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için alınan sıvıların taşınması ve saklanması için yüksek kaliteli hammaddeden üretilir.
- Su Numune Şişeleri aseptik olarak üretilir daha sonra Gama Sterilizasyona (10 – 6 SAL radyasyon) gönderilir.
- Şişe üzerindeki kabartmalı derecelendirme analizi kolaylaştırmaktadır.
- Tiyosülfat içeren (20 mg/lt) şişeler insan kullanımına yönelik ve klor içeren su örneklerinde kullanılırlar.
- Ürün üzerindeki etikette yer alan LOT numarası ve son kullanma tarihi analizin izlenebilirliğini kolaylaştırmaktadır.
- Güvenli kullanımı için emniyet halkalı ve kilitli kapaklara sahiptir.

Water Sampling Bottles 500 ML

- Produced from high-quality raw material for transporting and storing liquids for microbiological and chemical analysis
- Water Sampling Bottles are produced aseptically and then sent to Gamma Sterilization (10 - 6 SAL radiation)
- Labeled, leak-proof screw cap
- Types : White sulphated and non-sulphated
 Amber sulphated and non-sulphated
 Transparent sulphated and non-sulphated



KOD: BPSN00013 BEYAZ SÜLFATSIZ
KOD: BPSN00014 AMBER SÜLFATSIZ
KOD: BPSN00015 ŞEFFAF SÜLFATSIZ
KOD: BPSN00016 BEYAZ SÜLFATLI
KOD: BPSN00017 AMBER SÜLFATLI
KOD: BPSN00018 ŞEFFAF SÜLFATLI

SU NUMUNE ŞİŞESİ 1000 ML

- Mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için alınan sıvıların taşınması ve saklanması için yüksek kaliteli hammaddeden üretilir.
- Su Numune Şişeleri aseptik olarak üretilir daha sonra Gama Sterilizasyona (10 - 6 SAL radyasyon) gönderilir.
- Şişe üzerindeki kabartmalı derecelendirme analizi kolaylaştırmaktadır.
- Tiyosülfat içeren (20 mg/lt) şişeler insan kullanımına yönelik ve klor içeren su örneklerinde kullanılırlar.
- Ürün üzerindeki etikette yer alan LOT numarası ve son kullanma tarihi analizin izlenebilirliğini kolaylaştırmaktadır.
- Güvenli kullanımı için emniyet halkalı ve kilitli kapaklara sahiptir.

Water Sampling Bottles 1000 ML

- Produced from high-quality raw material for transporting and storing liquids for microbiological and chemical analysis
- Water Sampling Bottles are produced aseptically and then sent to Gamma Sterilization (10 - 6 SAL radiation)
- Labeled, leak-proof screw cap
- Types : White sulphated and non-sulphated
Amber sulphated and non-sulphated
Transparent sulphated and non-sulphated

PET SU NUMUNE ŞİŞESİ

KOD: BPSN00019 500 ML SÜLFATSIZ
KOD: BPSN00020 500 ML SÜLFATLI
KOD: BPSN00021 1000 ML SÜLFATSIZ
KOD: BPSN00022 1000 ML SÜLFATLI



KOD: BPSK00001

SMEAR KUTUSU 2 LAM

Slide Mailer

- Mailers for dispatching or storage of 26x76 mm standart slides.
- Capacity: 2 slides



KOD: BPSF00001

SMEAR FIRÇASI

Smear Brush

- A female- friendly
- Suitable for nearly every cervix shape
- Smears the cells necessary in one movement



KOD: BPSK00010

SMEAR KUTUSU 5 LAM

Slide Mailer

- Mailers for dispatching or storage of 26x76 mm standart slides.
- Capacity: 5 slides



KOD: BPIB00001 BEYAZ KOD: BPIB00002 KAHVERENGİ
24 SAATLİK İDRAR BİDONU

24 Hours Urine Collection Container with Screw Cap and Spout



KOD: BPPK00001 KAPAKSIZ
KOD: BPPK00015 KAPAKLI

DOKU TAKİP KASETİ

Embedding Cassettes



KOD: BPPK00001 120 MM
KOD: BPPK00002 150 MM
KOD: BPPK00003 90 MM

PETRİ KUTUSU ASEPTİK VEYA SEPTİK

Non-sterile & Sterile Petri Dishes



KOD: BPTT00001

TEDAVİ TEPİSİ

Treatment Tray



KOD: BPPS00002

SÜRGÜ PLASTİK

Plastic Bed Pan With Cover



KOD: BPOR00001

ÖRDEK

Plastic Urinal

KOD: BPMT00001 MAPE 20 LAM PLASTİK
KOD: BPKP00001 MAPE 20 LAM KARTON
KOD: BPMA00001 MAPE 20 LAM AHŞAP



MAPE

Plastic Slide Trays



KOD: BPPP00001

PASTÖR PİPETİ

Pasteur Pipette



KOD: BPLB00001

L BAGET

L-Shape Spreaders



KOD: BPOC00001

OTOPSİ ÇANTASI

Autopsy Bag



KOD: BPOZ00001

PLASTİK ÖZE 10

Inoculating Loops 10 µL



KOD: BPOZ00002

PLASTİK ÖZE 1

Inoculating Loops 1 µL



“ Gelecek Üretip
Kalite Sunuyoruz ... “

MOS LAB®
MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.moslab.com


- Metal Laboratuvar Demirbaşları • Kit ve Kimyasal Ürünler • Plastik Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Spesmen Kapları • Tıbbi Atık Kutuları • Su Numune Şişeleri



KOD: BPMB00001

MİKROTOM BİÇAĞI

- ▶ Parafin kesitler ve frozen kesitler için uygundur.
- ▶ Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ▶ Kenar açıları 35 derecedir.
- ▶ Bir dispenser 50 adet mikrotom bıçağı içerir.



KOD: BMCK00001

ÇELİK KASET KAPAĞI

- ▶ Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ▶ MOSLAB marka doku takip kasetleri ile uyumludur.

Microtome Blades

- ▶ Suitable to prepare paraffin sections
- ▶ Stainless Steel,
- ▶ 35 degree cutting edge
- ▶ 50 BLADES/Dispenser

Cassette Lid (Stainless Steel)

- ▶ Suitable for MOSLAB embedding cassette

KOD: BMBK00001 10 LAM METAL
KOD: BMBK00002 20 LAM METAL
KOD: BMBK00003 30 LAM METAL
KOD: BMBK00004 45 LAM METAL
KOD: BMBK00005 60 LAM METAL
KOD: BMBK00006 45 LAM CAM BOYAMA KABI

BOYAMA KABI

- ▶ Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ▶ Asite dayanıklıdır.

Slide Staining Jar, Stainless Steel

- ▶ Acid resistant



KOD: BMEU00001



ELMAS UÇLU KALEM

Slide Writing Pen



- KOD: BMLS00001 5 LAM
- KOD: BMLS00002 10 LAM
- KOD: BMLS00003 20 LAM
- KOD: BMLS00004 30 LAM
- KOD: BMLS00005 45 LAM
- KOD: BMLS00006 60 LAM
- KOD: BMLS00007 25 LAM

LAM SEPETİ

- ▶ Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ▶ Asite dayanıklıdır.

Slide Staining Rack Stainless Steel



- KOD: BMPA00001 25 CM
- KOD: BMPA00002 30 CM
- KOD: BMPA00003 15 CM

PARMAK ATELİ

Finger Splint



- KOD: BMBM00001 5X5X5
- KOD: BMBM00002 10X10X5
- KOD: BMBM00003 20X20X5
- KOD: BMBM00004 20X25X7
- KOD: BMBM00005 20X30X9
- KOD: BMBM00006 25X35X5

DOKU GÖMME KALIBI (BASE MOULD)

Base Mould (Stainless Steel)



KOD: BMBA00001 KİLİTLİ KAPAKLI

KOD: BMBA00002 STANDART

KOD: BMBA00010 TEKERLEKLİ DOLAP



KOD: BMPA00009

BLOK ARŞİV DOLABI 10 KAT 12 ÇEKMECE

- Bir dolap 10 çekmecedan oluşmaktadır.
- Her çekmece 12'ye bölünmüştür.
- Her Çekmece 450 – 500 kaset kapasitelidir.
- İstenilen renklerde elektro statik fırın boya ile boyanmaktadır.
- Kilitli kapaklı sistemi de mevcuttur.

Block Archive Cabinet 10 Storey

- Each Storey has 12 section
- 12 section has 450- 500 pcs cassette capacity
- Color varieties are available
- Locked Cover and wheels are optional

MEGA BLOK ARŞİV DOLABI 10 KAT 6 ÇEKMECE

- Bir dolap 10 çekmecedan oluşmaktadır.
- Her çekmece 6'ya bölünmüştür.
- Her çekmece 130 kaset kapasitelidir.
- İstenilen renklerde elektro statik fırın boya ile boyanmaktadır.

Mega Block Archive Cabinet 10 Storey

- Each Storey has 6 section n
- 6 section has 130 pcs cassette capacity
- Color varieties are available



KOD: BMBA00003 KİLİTLİ KAPAKLI

KOD: BMBA00004 STANDART

KOD: BMBA00008 TEKERLEKLİ DOLAP

BLOK ARŞİV DOLABI 20 KAT 12 ÇEKMECE

- Bir dolap 20 çekmecedan oluşmaktadır.
- Her çekmece 12'ye bölünmüştür.
- Her çekmece 450 – 500 kaset kapasitelidir.
- İstenilen renklerde elektro statik fırın boya ile boyanmaktadır.
- Kilitli kapaklı sistemi de mevcuttur.

Mega Block Archive Cabinet 20 Storey

- Each Storey has 12 section
- 12 section has 450- 500 pcs cassette capacity
- Color varieties are available
- Locked Cover and wheels are optional



KOD: BMLA00001 YAYSIZ
KOD: BMBA00002 YAYLI

LAM ARŞİV DOLABI 1 ÜNİTE 12 ÇEKMECE

- Dolap 1 ünite ve 12 çekmecedan oluşmaktadır.
- Her çekmece yaysız 220 preparat kapasitelidir.
- Her çekmece yaylı 110 preparat kapasitelidir.
- İstenilen renklerde elektro statik fırın boya ile boyanmaktadır.

Slide Filing Cabinet 1 Unit

- Each unit has 12 drawer
- 12 drawer has 220 pcs slide capacity without spring
- 12 drawer has 110 pcs slide capacity with spring
- Color varieties are available

KOD: BMLA00005

MEGA LAM ARŞİV DOLABI 10 KAT 6 ÇEKMECE

- Dolap 10 ünitelerden oluşmaktadır.
- Her ünite 6 çekmeceye bölünmüştür.

Mega Slide Filing Cabinet 10 Unit

- Each unit has 6 drawer



KOD: BMLA00003 YAYSIZ KİLİTLİ KAPAKLI
KOD: BMLA00004 YAYLI KİLİTLİ KAPAKLI
KOD: BMLA00007 YAYSIZ KİLİTSİZ KAPAKSIZ

LAM ARŞİV DOLABI 10 KAT 12 ÇEKMECE

- Dolap 10 ünitelerden oluşmaktadır.
- Her ünite 12 çekmeceye bölünmüştür.
- Her çekmece yaysız 220 preparat kapasitelidir.
- Her çekmece yaylı 110 preparat kapasitelidir.
- Kilitli kapaklı sistemi de mevcuttur.
- İstenilen renklerde elektro statik boya ile boyanmaktadır.

Slide Filing Cabinet 10 Unit

- 2 drawer has 220 pcs slide capacity without spring
- 12 drawer has 110 pcs slide capacity with spring
- Color varieties are available
- Locked Cover is optional







MOS LAB[®]

MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.moslab.com



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUT
BKAB00001	ALCIAN BLUE PH 2.5 PAS	100 TEST
BKAB00002	ALCIAN BLUE PH 2.5	100 TEST
BKMT00001	MASSON TRİCHROME	100 TEST
BKCR00001	CONGO RED	100 TEST
BKDB00001	DEMİR BOYASI (PERLS) PRUSYA MAVİSİ	100 TEST
BKEV00001	ELASTİK VAN GİESON	100 TEST
BKGK00001	GİEMSA KİT	100 TEST
BKGB00004	GRAM BOYA SETİ	100 TEST
BKKV00002	KRİSTAL VİOLET	100 TEST
BKMM00002	METHLY GREEN PYRONIN	100 TEST
BKMC00001	MUCICARMINE BOYASI	100 TEST
BKPS00001	PERIODIC ACID SCHIFF	100 TEST
BKTB00001	TOLUIDINE BLUE	100 TEST
BKVG00001	VAN GİESON	100 TEST
BKVE00001	VERHOEFF ELASTİK BOYASI	100 TEST
BKZN00001	ZIEHL NEELSEN	100 TEST



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUT
BKAB00003	ALCIAN BLUE SOLÜSYONU PH 2.5	1000 ML
BKAR00001	ARB BOYA SETİ	250 ML X 3
BKAR00002	ARB BOYA SETİ	500 ML X 3
BKAR00003	ARB BOYA SETİ	1000 ML X 3
BKBS00001	BOUIN'S SOLÜSYONU	1000 ML
BKBS00002	BOUIN'S SOLÜSYONU	500 ML
BKCS00001	CERRAHİ SINIR BOYASI	250 ML
BKDS00001	DEKALSİFİKASYON SOLÜSYONU	1000 ML
BKDS00002	DEKALSİFİKASYON SOLÜSYONU	500 ML
BKEA00001	EA 50	1000 ML
BKEA00002	EA 50	500 ML
BKEA00003	EA 50	250 ML
BKEN00001	ENTELLAN	100 ML
BKEN00002	ENTELLAN	250 ML
BKEN00003	ENTELLAN	500 ML
BKEN00004	ENTELLAN	1000 ML
BKEO00001	EOSIN Y %1	500 ML
BKEO00002	EOSIN Y %1	1000 ML
BKEO00003	EOSIN Y %1	250 ML



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUT
BKGS00001	GIEMSA SOLÜSYONU	500 ML
BKGS00002	GIEMSA SOLÜSYONU	1000 ML
BKGS00003	GIEMSA SOLÜSYONU	250 ML
BKGB00001	GRAM BOYA SOLÜSYONU	250 ML X 4
BKGB00002	GRAM BOYA SOLÜSYONU	500 ML X 4
BKGB00003	GRAM BOYA SOLÜSYONU	1000 ML X 4
BKGC00001	GOLD KLORÜR	100 ML
BKHM00001	HARRİS HEMATOKSİLEN	500 ML
BKHM00002	HARRİS HEMATOKSİLEN	1000 ML
BKHM00003	HARRİS HEMATOKSİLEN	250 ML
BKKV00002	KRİSTAL VİOLET	1000 ML
BKLU00001	LUGOL	1000 ML
BKMC00002	MUCICARMINE SOLÜSYON	1000 ML
BKMG00001	MAY GRUNWALD	500 ML
BKMG00002	MAY GRUNWALD	1000 ML
BKMG00003	MAY GRUNWALD	250 ML
BKMH00001	MAYERS HEMATOKSİLEN	500 ML
BKMH00002	MAYERS HEMATOKSİLEN	1000 ML



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	BOYUT
BKMM00001	METİLEN MAVİSİ	1000 ML
BKOG00001	ORANGE G	500 ML
BKOG00002	ORANGE G	1000 ML
BKOG00003	ORANGE G	250 ML
BKPS00002	PERIODIC ACID SCHIFF	500 ML
BKPS00003	PERIODIC ACID SCHIFF	1000 ML
BKSF00001	SULU FUKSİN	1000 ML
BKSS00001	SAFRANİN SOLÜSYONU	1000 ML
BKSS00002	SCHIFF SOLÜSYONU	1000 ML
BKSS00003	SCHIFF SOLÜSYONU	500 ML
BKTB00002	TOLUIDINE BLUE	1000 ML
BKTB00003	TOLUIDINE BLUE	250 ML
BKTB00004	TOLUIDINE BLUE	500 ML
BKHF00001	HOLLAND'S FİKSATİF	1000 ML



KOD: BKAS00001

ASETON 5 LT

Acetone



KOD: BKKS00001

KSİLEN 5 LT

Xylene



KOD: BKFO00001

FORMALDEHİT %10 5 LT

Formaldehyde



KOD: BKFO00002

FORMALDEHİT %37-40 5 LT

Formaldehyde %37-40



KOD: BKBP00002

BONCUK PARAFİN FİZİK TEDAVİ 10 KG

Paraffin Physiotherapy



KOD: BKBP00001

BONCUK PARAFİN PATOLOJİ 10 KG

Paraffin Pathology



KOD: BKVA00001

VAZELİN SIVI 1 LT

Liquid Vaseline

KOD: BKVA00002

VAZELİN KATI 1 KG

Vaseline



KOD: BKSS00004

SMEAR SPREYİ 180 ML

Smear Spray 180 ML



CE IVD
ISO 9001:2008

ÖNCEDEN DOLDURULMUŞ FORMALİNLİ ÖRNEK KAPLARI

İTHALATI AZALTIP ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAKTADIR.



KOD: BPFK00001

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 8 ML

Formaldehyde Filled Containers 8 ML



KOD: BPFK00003

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 25-30 ML

Formaldehyde Filled Containers 25-30 ML

MOSLAB tarafından, histolojik ve patolojik numunelerin saklanması için üretilen %10 oranında tamponlanmış olarak sunulan bu ürün, kullanıma hazır formda olduğu için kullanıcıların tehlikeli kimyasallara temasa daha az maruz

kalmasını sağlar. Böylelikle kullanıcıların işini kolaylaştırır daha etkili ve ivedi sonuç almaya olanak sağlar. Kalite olarak üstün standartlarda olup sızdırmaz özellikteki kaplar isteğe göre değişik ölçülerde sunulmaktadır.



KOD: BPFK00004

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 50 ML

Formaldehyde Filled Containers 50 ML



KOD: BPFK00006

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 100 ML

Formaldehyde Filled Containers 100 ML

Avrupa'da 1 Ocak 2016'dan itibaren formaldehit, basit bir biçimde potansiyel tehlike olarak sınıflandırılmanın yanında kanserojen olarak da sınıflandırılmaktadır. Biyopsi numunelerini korumak için en etkili yol formaldehidi

%10'luk çözelti olarak kullanılmaktadır. MOSLAB formalinli kapları kullanıcıyı, numunenin korunması için gerekli olan formaldehit ile direkt ya da dolaylı yoldan temasa geçmesini önlemektedir.



KOD: BPFK00008

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 250 ML

Formaldehyde Filled Containers 250 ML



KOD: BPFK00009

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 500 ML

Formaldehyde Filled Containers 500 ML



KOD: BPFK00010

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 1000 ML

Formaldehyde Filled Containers 1000 ML



KOD: BPFK00011

FORMALİNLİ ÖRNEK KAP 2000 ML

Formaldehyde Filled Containers 2000 ML



KOD: BKDF00002

ALDESOL FF 5000 ML

- Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı - % 2 Gluteraldehit

Aldesol FF 5000 ML

- Disinfectant Solution For Medical Devices - 2 % Gluteraldehyde



KOD: BKDF00015

ALDESOL FF 1000 ML / 5000 ML

- Konsantre Alet Dezenfektanı - % 16 Gluteraldehit

Aldesol FF 1000 ML / 5000 ML

- Concentrated Disinfectant Solution For Medical Devices - 2 % Gluteraldehyde



KOD: BKDF00003

DEVISOL AF 5000 ML

- Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

Devisol Af 5000 ML

- Disinfectant Solution For Medical Devices



KOD: BKDF00019

ALDESOL FF 1000 ML / 5000 ML

- Konsantre Alet Dezenfektanı

Devisol Af 1000 ML / 5000 ML

- Concentrated Disinfectant Solution For Medical Devices



KOD: BKDF00001

DIDESOL AF 5000 ML

- Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

Didesol Af 5000 ML

- Disinfectant Solution For Medical Devices



KOD: BKDF00016

DIDESOL AF 1000 ML / 5000 ML

- Konsantre Alet Dezenfektanı

Didesol Af 1000 ML / 5000 ML

- Concentrated Disinfectant Solution For Medical Devices





KOD: BKDF00004

KLOSOL ALC 1000 ML / 5000 ML

► Yüzey Dezenfektanı – Alkol Bazlı Sprey

Klosol Alc 1000 ML / 5000 ML

► Disinfectant Solution For Surface – Alcohol Based Spray



KOD: BKDF00005

KLOSOL AQ 1000 ML / 5000 ML

► Yüzey Dezenfektanı – Su Bazlı Sprey

Klosol Aq 1000 ML / 5000 ML

► Disinfectant Solution For Surface – Water Based Spray



KOD: BKDF00008

PERASOL 5000 ML

► Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı – Perasetik Asit % 1,2

Perasol 5000 ML

► Disinfectant Solution For Medical Devices – Peracetic Acid 1,2 %



KOD: BKDF00014

PERASOL1000 ML / 5000 ML

► Konsantre Alet Dezenfektanı – Perasetik Asit % 38-40

Perasol 1000 ML / 5000 ML

► Concentrated Disinfectant Solution For Medical Devices – Peracetic Acid 38-40%



KOD: BKDF00009

RINSOL 1000 ML / 5000 ML

► Tıbbi Aletler İçin Konsantre Pas Giderici Solüsyonu

Rinsol 1000 ML / 5000 ML

► Anticorrosive Solution



KOD: BKDF00010

ENZOSOL 1000 ML / 5000 ML

► Tıbbi Aletler İçin Konsantre Enzimatik Solüsyon

Enzosol 1000 ML / 5000 ML

► Enzymatic Cleaning Solution





KOD: BKDF00011

SURFASOL AF 5000 ML

► Konsantre Yüzey Dezenfektanı

Surfasol Af 5000 ML

► Cleaning Solution For Surfaces



KOD: BKDF00006

DISINFEC SOL 100 ML / 5000 ML

► El Dezenfektanı

Disinfecsol 100 ML / 5000 ML

► Antiseptic For Hands & Skin



KOD: BKDF00021

IODOSOL

► Antiseptik Solüsyon - % 10 Povidone Iodine

Iodosol

► Antiseptic Solution - 10 % Povidone Iodine



KOD: BKDF00022

BIOSOL

► Cerrahi Antiseptik Solüsyon - % 4 Klorheksidin Glukonat

Biosol

► Surgical Antiseptic Solution - 4% Chlorhexidine Gluconate



MOS LAB®

MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TÜRKİYE' DE
İLK DEFA
ÖRETİLMEKTEDİR
ULUSAL VE ULUSLARARASI
PAZARA
SUNMAKTAYIZ

TURKEY'S
VERY FIRST
MANUFACTURED
MICROTOME
BLADE



MOSLAB Mikrotom Bıçağı

- ✓ Parafin kesitler ve frozen kesitler için uygundur.
- ✓ Dokuların orijinal görünümünü korur.
- ✓ Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ✓ Kenar açıları 35 derecedir.
- ✓ 80 mm uzunluğundadır.
- ✓ Uzun süreli performans sağlar.
- ✓ Kullanıcı dostu tasarımıyla kolay kullanım sağlar
- ✓ Bir dispenser 50 adet mikrotom bıçağı içerir.

Microtome Blades

- ✓ Suitable to prepare paraffin sections
- ✓ Stainless Steel,
- ✓ 35 degree cutting edge
- ✓ 50 Blades / Dispenser



MOS LAB®
MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.



MOS LAB[®]

MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.



Ağaçışleri Sanayi Sitesi
1360. Sokak No:4
İvedik - Yenimahalle / ANKARA



(+90) 312. 395 23 96



(+90) 312. 395 23 87



www.moslab.com

